

Mikrosilnik- dane techniczne

Model	Ch660Bless	Ch660LED	Ch660
Podświetlenie	LED	LED	-
Prękość	1000 - 40 000 obr./min	60 - 40 000 obr./min	60 - 40 000 obr./min
Moment obrotowy	20 mNm	35 mNm	35 mNm
Długość (bez sprzęgła)	49 mm	65 mm	60 mm
Waga	90 g	110 g	101 g
Złącze	ISO 3964 (krótkie kompatybilne)	ISO 3964	ISO 3964
Spray	wewnętrzny	wewnętrzny	wewnętrzny
Tryb roboczy (praca/spoczynek)	2 min / 3 min	2.5 min / 7.5 min	2.5 min / 7.5 min
Materiał korpusu	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Sterylizacja	do 135°C	-	-
Gwarancja	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy