

Turbiny - dane techniczne

Model	TGL637A	TGL637A Small	TGL656	TG656
Złącze	Szybkozłącze Multiflex®**	Szybkozłącze Multiflex®**	połączenie węża 6-ISO MIDWEST	połączenie węża 6-ISO MIDWEST
Podświetlenie	trwały szklany pręt	trwały szklany pręt	trwały szklany pręt + LED	-
Spray	pięciodyskowy boczny	pięciodyskowy boczny	pięciodyskowy boczny	pięciodyskowy boczny
Wielkość główki	Ø 13 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Prędkość	380 000 obr./min +/-10% *	420 000 obr./min +/-10% *	380 000 obr./min +/-10% *	380 000 obr./min +/-10% *
Moc	18 W	14 W	18 W	18 W
Poziom hałasu	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Weight	49 g	48 g	53 g	47 g
Ciśnienie robocze (optymalne/maksymalne)	0,21-0,23/0,3 MPa	0,21-0,23/0,3 MPa	0,21-0,23/0,3 MPa	0,21-0,23/0,3 MPa
Zużycie powietrza	38±2 l.min-1	40±2 l.min-1	38±2 l.min-1	38±2 l.min-1
Siła zacisku wiertła	35 N	35 N	35 N	35 N
Trzon wiertła	Ø 1.59 - 1.60 mm	Ø 1.59 - 1.60 mm	Ø 1.59 - 1.60 mm	Ø 1.59 - 1.60 mm
Maks. średnica części roboczej	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Maks. długość	25 mm	21 mm	25 mm	25 mm
Łożyska	o wysokiej precyzji ceramiczne	o wysokiej precyzji ceramiczne	o wysokiej precyzji ceramiczne	o wysokiej precyzji ceramiczne
Materiał korpusu	stal nierdzewna	stal nierdzewna	mosiądz powlekany	mosiądz powlekany
Sterylizacja	do 135°C	do 135°C	do 135°C	do 135°C
Specjalna funkcja: Szybkie zatrzymanie (do 1s) łożyska bezolejowe	TGL637AH TGL637AHF	TGL637AH Small TGL637AHF Small	TGL656H TGL656HF	TG656H TG656HF
Gwarancja	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy / 6 miesięcy (opakowanie EASY)	12 miesięcy / 6 miesięcy (opakowanie EASY)

* prędkość przy maks. ciśnieniu roboczym

**Multiflex® jest zarejestrowaną marką Kaltenbach & Voigt Co. KG, Biberach